

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd142 Umano Per Citometria A Flusso - P13726

Numero articolo: CM0009658



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD142 umano coniugato con per applicazioni di citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sul fattore III della coagulazione/fattore tissutale; coniugato per il rilevamento diretto. Reattività verso l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD142 umano
Note/Alias	TF; TFA; CD142
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2152
GeneID	2152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-251 del CD142 umano (NP_001984.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P13726
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante