


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd142 Umano Per Citometria A Flusso - P13726

Numero articolo: CM0009108



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato con contro il CD142 umano (Fattore tissutale/TF), validato per la citometria a flusso. Reagisce con campioni umani. Adatto per la ricerca sulla coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD142 umano
Note/alias	TF; TFA; CD142
Specie	Umana
GeneID	2152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-251 del CD142 umano (NP_001984.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13726
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante