


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd142 Umano (Fattore Tissutale/Tf) Per Citometria A Flusso - P13726

Numero articolo: CM0008704



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD142 umano (Fattore tissutale, TF), coniugato ad , validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della coagulazione, dell'emostasi e dell'espressione di TF nelle cellule umane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD142 umano
Note/Alias	TF; TFA; CD142
Specie	Umana
ID del gene (umano)	2152
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-251 del CD142 umano (NP_001984.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13726
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante