

Rabbit Anti-Human Cd144/VE Cadherin Mab For Fc - P33151

Numero articolo: CM0006046

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-VE-cadherina umana (CD144), clone 7B4, validato per citometria a flusso. Adatto per studi sull'adesione delle cellule endoteliali, biologia vascolare e ricerca sulle giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD144/VE Cadherin mAb
Osservazioni/Alias	7B4; CD144
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1003
GenelD	1003
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 48-593 della CD144/VE Cadherina umana (NP_001786.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P33151
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio