

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd144/Caderina Ve Per Fc - P33151

Numero articolo: CM0007756

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la caderina VE/CD144 umana per citometria a flusso. Validato su campioni umani; adatto per lo studio dell'adesione endoteliale e dell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb coniglio anti-umano CD144/Caderina VE
Note/Alias	7B4; CD144
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1003
GenelD	1003
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-593 della caderina VE/CD144 umana (NP_001786.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P33151
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio