


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd146 Umano Per Fc - P43121

Numero articolo: CM0008643



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD146 umano per citometria a flusso (FC). Convalidato per CD146/MUC18 umano. Adatto per lo studio dell'adesione cellulare, delle metastasi del melanoma e della biologia endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD146 umano
Note/Alias	MCAM; CD146; MUC18; glicoproteina di superficie cellulare MUC18
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4162
GeneID	4162
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-559 del CD146 umano (NP_006491.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P43121
Peso proteico	57kDa/71kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio