


Coniglio Anti-Umano Cd146 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P43121

Numero articolo: CM0012682



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD146 umano (MUC18/MCAM) per citometria a flusso. Validato per campioni umani; mira a una molecola di adesione cellulare coinvolta nella metastasi del melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD146 mAb
Osservazioni/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-559 del CD146 umano (NP_006491.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43121
Peso Proteico	57kDa/72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio