

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti- Cd150/Slam Umano Per Fc - Q13291

Numero articolo: CM0011948



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD150/SLAM umano, validato per la citometria a flusso. Mira al dominio extracellulare della molecola di attivazione linfocitaria segnalante; ideale per studi immunologici su cellule T, cellule B e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD150/SLAM umano
Note/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-237 del CD150/SLAM umano (NP_003028.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13291
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio