

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd150/Slam Per Fc - Q13291

Numero articolo: CM0008995



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD150/SLAM umano. Validato per applicazioni di citometria a flusso. Adatto per il profilo delle cellule immunitarie e per gli studi sulla segnalazione SLAMF1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD150/SLAM mAb
Osservazioni/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6504
GeneID	6504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-237 del CD150 umano (NP_003028.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13291
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio