

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo Cd150/Slam Per Citofluorimetria - Q13291

Numero articolo: CM0010562



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato ad , specifico per CD150/SLAM umano (SLAMF1), validato per citofluorimetria. Bersaglia la molecola di attivazione linfocitaria segnalante coinvolta nella regolazione delle cellule immunitarie e nell'interazione ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human CD150/SLAM mAb
Annotazioni/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	6504
ID Gene	6504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-237 di CD150 umano (NP_003028.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q13291
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio