

Coniglio Anti-Umano Cd152/Ctla-4 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P16410

Numero articolo: CM0005781



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CTLA-4 umano (CD152). Per citometria a flusso intracellulare. Validato su campioni umani. Un bersaglio per inibitori dei checkpoint immunitari, cruciale per la ricerca sulla regolazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD152/CTLA-4 mAb
Note/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Specie	Umano
GeneID	1493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 37-162 di CD152/CTLA-4 umano (NP_005205.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P16410
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio