


Coniglio Anti-Umano Cd157/Bst-1 Mab Per Fc - Q10588

Numero articolo: CM0009617



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Umano CD157/BST-1 convalidato per la citometria a flusso. Mira al CD157/BST-1 umano (SWISS Q10588), una ciclasi ADP-ribosilica/idrolasi ADP-ribosilica ciclica ancorata al GPI coinvolta nella segnalazione del calcio e nella crescita delle cellule pre-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD157/BST-1 mAb
Osservazioni/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	683
Gene ID	683
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-292 del CD157/BST-1 umano (NP_004325.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q10588
Peso proteico	36kDa/29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio