


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd157/Bst-1 Per Citometria A Flusso - Q10588

Numero articolo: CM0010958



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce il CD157/BST-1 umano. Validato per la citometria a flusso, reagisce con campioni umani. Ideale per lo studio del CD157/BST-1 nella segnalazione del calcio e nella crescita delle cellule pre-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD157/BST-1
Note/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Specie	Umano
GeneID (umano)	683
GeneID	683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-292 del CD157/BST-1 umano (NP_004325.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q10588
Peso Proteico	36kDa/29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio