

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Per Citometria A Flusso - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Numero articolo: CM0011072

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con di alta qualità, mirato al CD158 umano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) per citometria a flusso. Validato per campioni umani, questo anticorpo consente un'analisi precisa dei recettori delle cellule NK nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)
Note/Alias	NKAT9; CD158G; CD158A; NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3810/3808/3806/3802/100132285
GeneID	3810/3808/3806/3802/100132285
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 del CD158 umano (NP_055327.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio