

Coniglio Anti-Umano Cd158A/Kir2DL1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P43626

Numero articolo: CM0004926



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD158a/KIR2DL1 umano, validato per citofluorimetria. Ideale per studi sui recettori delle cellule NK e profili immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD158a/KIR2DL1 mAb
Osservazioni/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3802
GeneID	3802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 del CD158a/KIR2DL1 umano (NP_055033.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43626
Peso Proteico	38kDa/41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio