

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd161 Per Fc - Q12918

Numero articolo: CM0009473



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per CD161 umano (KLRB1, NKR-P1A). Validato per applicazioni di citometria a flusso; adatto per immunofenotipizzazione di cellule NK, sottopopolazioni di cellule T e saggi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD161
Note/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3820
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-225 di CD161 umano (NP_002249.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio