

Coniglio Anti-Umano Cd161 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q12918

Numero articolo: CM0005577



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting del CD161 umano (KLRB1, NKR-P1A). Validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per il rilevamento delle cellule NK e delle cellule T di memoria nel sangue periferico e nei campioni tissutali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD161 mAb
Note/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3820
ID Gene	3820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-225 del CD161 umano (NP_002249.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio