

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd161 Umano Per Citometria A Flusso - Q12918

Numero articolo: CM0004114



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD161 umano (KLRB1, NKR-P1A) per citometria a flusso. Specifico per campioni umani, rileva un recettore di membrana di 25 kDa coinvolto nell'inibizione delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD161 umano
Note/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3820
ID Gene	3820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-225 del CD161 umano (NP_002249.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q12918
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacca refrigerante