


Mab Coniglio Anti-Umano Cd162/Psgl-1 Per Fc - Q14242

Numero articolo: CM0004894



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD162/PSGL-1 umano per citometria a flusso. Bersaglia la molecola di adesione leucocitaria fondamentale nell'infiammazione e nell'ingresso virale. Adatto per la ricerca su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD162/PSGL-1
Annotazioni/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6404
GeneID	6404
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-295 di CD162/PSGL-1 umano (NP_002997.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q14242
Peso proteico	43kDa/44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio