

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd162/Psgl-1 Per Citometria A Flusso - Q14242

Numero articolo: CM0003998



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD162/PSGL-1 umano, un ligando della selectina. Convalidato per citometria a flusso (FC) su leucociti umani. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD162/PSGL-1
Note/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6404
GeneID	6404
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-295 del CD162/PSGL-1 umano (NP_002997.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q14242
Peso proteico	43kDa/44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio