


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd166/Alcam Umano Per Fc - Q13740

Numero articolo: CM0008976



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato con contro il CD166/ALCAM umano. Validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sull'attivazione delle cellule T, l'adesione cellulare e le cellule staminali ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD166/ALCAM umano
Note/Alias	ALCAM; CD166; MEMD; Antigene CD166
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	214
ID Gene	214
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q13740
Peso proteico	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio