


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd166/Alcam Umano Per Citometria A Flusso - Q13740

Numero articolo: CM0009334



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con specifico per il CD166/ALCAM umano (UniProt Q13740), progettato per la citometria a flusso. Il CD166 media l'adesione cellulare, l'attivazione delle cellule T e il trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-CD166/ALCAM umano
Note/Alias	MEMD; CD166
Specie	Umano
GeneID (Umano)	214
GeneID	214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-526 del CD166/ALCAM umano (NP_001618.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13740
Peso Proteico	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio