

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd16B Per Citometria A Flusso - O75015

Numero articolo: CM0009097



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro CD16b umano (FcγRIIIb) per citometria a flusso. Recettore Fc delle IgG a bassa affinità espresso sui neutrofili; adatto per studi su complessi immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | Coniglio anti-umano CD16b mAb                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias    | CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene               | 2215                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-208 del CD16b umano (NP_000561.3) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione          | FC                                                                                                                            |
| Reattività incrociata | Umano                                                                                                                         |
| SWISS                 | O75015                                                                                                                        |
| Peso proteico         | 26KDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |