


Mab Di Coniglio Anti-Umano Cd170/Siglec-5 Per Fc - O15389

Numero articolo: CM0011369



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD170/Siglec-5 umano, validato per la citometria a flusso. Rileva la lectina 5 simile alle Ig che lega l'acido sialico, una molecola di adesione presente sulle cellule mieloidi. Adatto per studi di immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD170/Siglec-5
Note/alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Specie	Umano
GenelD (umano)	8778
GenelD	8778
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-434 di CD170/Siglec-5 umano (NP_003821.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O15389
Peso molecolare	61 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio