


Coniglio Anti-Umano Cd170/Siglec-5 Mab Per Citometria A Flusso - O15389

Numero articolo: CM0007920



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting umano CD170/Siglec-5 per citometria a flusso. Adatto per studi su cellule midollari; cross-reagisce con umano. UniProt: O15389.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD170/Siglec-5 mAb
Osservazioni/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8778
GeneID	8778
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente a sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-434 di CD170/Siglec-5 umano (NP_003821.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O15389
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio