

Coniglio Anti-Umano Cd171/L1Cam Mab - P32004

Numero articolo: CM0004097



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Umano CD171/L1CAM validato per la citometria a flusso (FC) in campioni umani. Mir alla molecola di adesione cellulare neurale L1, critica per lo sviluppo neuronale e la plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD171/L11CAM mAb
Note/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Specie	Umano
GeneID	3897 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-1120 del CD171/L1CAM umano (NP_000416.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P32004
Peso Proteico	140kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio