

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd171/L1Cam Per Citometria A Flusso - P32004

Numero articolo: CM0008875



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting CD171/L1CAM umano (molecola di adesione cellulare neurale L1). Validato per la citometria a flusso, adatto per ricerche sulle neuroscienze, migrazione neuronale e plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-Umano CD171/L1CAM
Note/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3897
Gene ID	3897
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-1120 del CD171/L1CAM umano (NP_000416.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P32004
Peso proteico	140kDa/139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio