

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Umano Cd171/L1Cam Per Citometria A Flusso - P32004

Numero articolo: CM0008419



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD171/L1CAM umano, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per studi di adesione neuronale, con peso proteico di 140 kDa. Spedito in borsa di ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD171/L1CAM mAb
Annotazioni/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3897
GeneID	3897
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-1120 di CD171/L1CAM umano (NP_000416.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32004
Peso proteico	140 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio