


Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Umano Cd172A/Sirpα Per Fc - P78324

Numero articolo: CM0009591



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro il CD172a/SIRPα umano (SWISS: P78324). Validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della segnalazione delle cellule immunitarie, della regolazione della fagocitosi e delle interazioni dei recettori inibitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Rabbit anti-Umano CD172a/SIRPα
Note/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	140885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-370 del CD172a/SIRPα umano (NP_542970.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio