


Abflo 647 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd172A/Sirpα Umano Per Citometria A Flusso - P78324

Numero articolo: CM0010430



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con ABflo 647 contro CD172a/SIRPα umano (UniProt P78324). Validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della segnalazione CD47-SIRPα, della regolazione della fagocitosi e della ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD172a/SIRPα umano
Note/alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Specie	Umano
ID del gene	140885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-370 del CD172a/SIRPα umano (NP_542970.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P78324
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante