


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd172B Umano Per Citometria A Flusso - O00241

Numero articolo: CM0009457



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD172b umano (SIRP-beta-1). Validato per la citometria a flusso, reagisce con l'uomo. Immunogeno ricombinante, peso molecolare 43 kDa. Ideale per lo studio della segnalazione nelle cellule mieloidi e della regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD172b umano
Note/alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Specie	Uomo
GeneID	10326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-371 del CD172b umano (NP_006056.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O00241
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante