


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd172B Per Citometria A Flusso - O00241

Numero articolo: CM0007767



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD172b umano (SIRP-beta-1) per citometria a flusso (FC). Validato per campioni umani. Adatto per studi sulla regolazione mieloide e sulla via di segnalazione SYK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-umano CD172b
Note/Alias	CD172b; SIRP-BETA-1
Specie	Umano
GeneID	10326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-371 del CD172b umano (NP_006056.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O00241
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio