

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd177 Per Fc - Q8N6Q3

Numero articolo: CM0011703

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro l'antigene CD177 umano. Validato per la citometria a flusso (FC) per studiare la funzione, l'adesione e la migrazione dei neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD177 mAb
Osservazioni/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antigene CD177
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57126
GeneID	57126
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-407 del CD177 umano (NP_065139.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N6Q3
Peso proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio