

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd177 Umano () Per Citometria A Flusso - Q8N6Q3

Numero articolo: CM0010325

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD177 umano, coniugato con per citometria a flusso. Riconosce un recettore ancorato a GPI specifico per i neutrofili, coinvolto nell'attivazione e nella migrazione. Adatto per la ricerca in immunologia, infiammazione ed ematologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale (mAb) di coniglio anti-CD177 umano
Note/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antigene CD177
Specie	Umana
GeneID (Umano)	57126
GeneID	57126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 22-407 di CD177 umano (NP_065139.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8N6Q3
Peso proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio