

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd185/Cxcr5 Per Fc - P32302

Numero articolo: CM0005585

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-CD185/CXCR5 umano. Progettato per la citometria a flusso, utile per la ricerca sulla migrazione delle cellule B e sul linfoma di Burkitt. Reattività crociata confermata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Coniglio anti-Umano CD185/CXCR5 mAb                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | BLR1; CD185; MDR15                                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                              |
| GeneID (umano)      | 643                                                                                                                                |
| GeneID              | 643                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-47aa del CD185/CXCR5 umano (NP_033981.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                              |
| SWISS               | P32302                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 42kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                 |