

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd185/Cxcr5 Per Citometria A Flusso - P32302

Numero articolo: CM0009055

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD185/CXCR5 validato per citometria a flusso, ideale per la ricerca sulla migrazione delle cellule B e sul linfoma di Burkitt.

Approvvigionamento di materie prime per IVD a 360° da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD185/CXCR5
Note/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Specie	Umano
GeneID (umano)	643
GeneID	643
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-47 dell'umano CD185/CXCR5 (NP_001707.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32302
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca refrigerante