


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd197/Ccr7 Per Citometria A Flusso - P32248

Numero articolo: CM0007918



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD197/CCR7 umano e validato per la citometria a flusso. Rileva un GPCR da 43 kDa coinvolto nell'homing dei linfociti, ideale per la ricerca in immunologia e sull'EBV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD197/CCR7
Note/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Specie	Umano
ID del gene	1236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-59 del CD197/CCR7 umano (NP_001829.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P32248
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante