


Coniglio Anti-Umano Cd1B Anticorpo Monoclonale Per Fc - P29016

Numero articolo: CM0011581



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-CD1b umano (SWISS P29016) per citometria a flusso. Ideale per lo studio della presentazione degli antigeni lipidici e delle risposte delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD1B mAb
Note/Alias	R1; CD1; CD1A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	910
Gene ID	910
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-303 del CD1B umano (NP_001755.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P29016
Peso Proteico	37kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio