

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd1C Per Fc - P29017

Numero articolo: CM0012411



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD1c coniugato , validato per citometria a flusso. Bersaglia la molecola di presentazione degli antigeni lipidici CD1c (UniProt P29017). Ideale per studi sull'immunologia dei linfociti T, la presentazione antigenica e le neoplasie linfoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano CD1c
Note/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Specie	Umana
GeneID (umano)	911
GeneID	911
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-298 di CD1c umano (NP_001756.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P29017
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio