


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd1C Umano Per Fc - P29017

Numero articolo: CM0006262



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD1c umano, validato per la citometria a flusso. Specifico per CD1c umano, reagisce con le cellule dendritiche e i timociti corticali. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD1c umano
Note/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	911
GeneID	911
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-298 del CD1c umano (NP_001756.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P29017
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante