


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd1C Per Citometria A Flusso - P29017

Numero articolo: CM0005987



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD1c umano, una proteina di presentazione degli antigeni lipidici. Ottimizzato per citometria a flusso (FC) su campioni umani. Convalidato per uso nella ricerca immunologica e negli studi sulle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano CD1c
Note/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Specie	Umana
ID gene (umano)	911
ID gene	911
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-298 di CD1c umano (NP_001756.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reazione crociata	Umana
SWISS	P29017
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio