


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd1D Umano - P15813

Numero articolo: CM0009531



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al CD1d umano, una glicoproteina chiave per la presentazione dell'antigene per i glicolipidi. Convalidato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca in biologia delle cellule NKT e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD1d umano
Note/Alias	R3; CD1A; R3G1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	912
GeneID	912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-301 del CD1d umano (NP_001757.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15813
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio