

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd1D Umano Per Citometria A Flusso - P15813

Numero articolo: CM0011989



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con che mira al CD1d umano (P15813). Validato per la citometria a flusso per studiare la presentazione dei glicolipidi e la biologia delle cellule NKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD1d umano
Note/Alias	R3; CD1A; R3G1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	912
ID Gene	912
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-301 del CD1d umano (NP_001757.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P15813
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio