

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd1D Per Citometria A Flusso - P15813

Numero articolo: CM0005991

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD1d umano (clone R3G1). Validato per la citometria a flusso, bersaglia il recettore che presenta glicolipidi (UniProt P15813). Ideale per studi sulle cellule NKT e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD1d coniugato
Note/Alias	R3, CD1A, R3G1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	912
GeneID	912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-301 del CD1d umano (NP_001757.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P15813
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante