


Mab Di Coniglio Anti-Cd2 Umano - P06729

Numero articolo: CM0012209



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro il CD2 umano (LFA-2, SRBC), validato per la citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule T e NK e per gli studi di adesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD2 umano
Note/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	914
ID del gene	914
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06729
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante