


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd2 Umano Per Fc - P06729

Numero articolo: CM0012787



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio di alta qualità che lega specificamente la CD2 umana (T11, LFA-2), validato per citometria a flusso, ideale per esplorare l'adesione mediata dai linfociti T e i meccanismi di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD2 mAb
Annotazioni/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Umana
GeneID	914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-209 della CD2 umana (NP_001758.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P06729
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio