


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd2 Umano Per Citometria A Flusso - P06729

Numero articolo: CM0010833



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio marcato con diretto contro il CD2 umano (T11, LFA-2), validato per la citometria a flusso. Riconosce una glicoproteina di superficie delle cellule T di 39 kDa coinvolta nell'adesione e nella trasduzione del segnale. Ideale per l'analisi delle sottopopolazioni linfocitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD2 umano
Note/alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Umano
ID gene	914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-209 del CD2 umano (NP_001758.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06729
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante