

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd2 Per Citometria A Flusso - P06729

Numero articolo: CM0008269



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con rivolto a CD2 umano, validato per la rilevazione mediante citometria a flusso. Adatto per applicazioni di ricerca su cellule T e cellule NK. Materia prima IVD per lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb coniglio anti-umano CD2                                                                                                |
| Note/Alias          | CD2; LFA-2; SRBC; T11; molecola CD2                                                                                        |
| Specie              | Umana                                                                                                                      |
| ID gene             | 914 (Umana)                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-209 di CD2 umano (NP_001758.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                      |
| Applicazione        | FC                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                      |
| SWISS               | P06729                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 39kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Sacco ghiacciato                                                                                                           |