

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd200/Ox2 Per Citometria A Flusso - P41217

Numero articolo: CM0008937

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia CD200/OX2 umano. Validato per applicazioni di citometria a flusso su campioni umani. Utile per studiare la costimolazione dei linfociti T e l'attività delle cellule mieloidi. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD200/OX2 mAb
Annotazioni/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molecola CD200
Specie	Uomo
ID gene	4345
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P41217
Peso proteico	30kDa/31kDa/32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio