

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd200/Ox2 Umano Per Citometria A Flusso - P41217

Numero articolo: CM0008535

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specificamente diretto contro CD200/OX2 umano. Adatto per la citometria a flusso negli studi sulla regolazione immunitaria. P41217.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD200/OX2 umano
Note/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molecola CD200
Specie	Uomo
ID genico	4345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-232 di CD200/OX2 umano (NP_001352780.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P41217
Peso della proteina	30 kDa/31 kDa/32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante